


PERISTALTIC PUMP

6 チャンネルポンプ



特長

- ・ 小型でありながら、1～6種類の液体を同時に送液できます。
- ・ チューブの交換が簡単にできます。
- ・ マイクロリットルオーダーの流量コントロールが可能なステッピングモータータイプもございます。
- ・ 同一ロットのチューブであれば、6本のチューブ間の送液ばらつきは±10%以内です。

仕様

モーター	DC モーター	バイポーラ式ステッピングモーター
流量	830 μ l/min	0.23～350 μ l/min
チューブ材質	シリコーン	
チューブ径	内径 ϕ 1.0 × 外径 ϕ 2.0mm	
吐出圧	30kPa	
定格電圧	DC3V	DC10V
外形寸法	31 × 84 × 32mm	

※製品の仕様等は予告なく変更することがあります。

高砂電気工業株式会社

〒458-8522 名古屋市緑区鳴海町杜若66 TEL: (052)891-2301 FAX: (052)891-7386

E-mail: info@takasago-elec.co.jp URL : <http://www.takasago-elec.co.jp/>